

SCHEMA TECNICA

FOSPID[®] SIERO ATTIVO
Rigenerante Anti-Aging

1. **Indicazioni:** rigenerante e antiossidante, dall'elevata funzione antiage, aiuta le cellule della pelle nel loro fisiologico processo di rigenerazione. È indicato in caso di perdita di elasticità e turgore per restituire tono, densità e luminosità. Texture fondente e corposa, adatta anche alla pelle sensibile.
2. **FOSPID[®] SIERO ATTIVO** contiene un'alta concentrazione di *Fospidina*, un complesso formato da fosfolipidi estratti dalla soia e glucosamina. La loro sinergia produce un'importante azione rigenerante sui tessuti cutanei in quanto, l'attività della glucosamina, precursore dell'acido ialuronico, risulta efficace grazie alla veicolazione operata dai fosfolipidi che penetrano fino al derma.

Principi attivi:

- **Fosfolipidi:** costituenti fondamentali delle membrane cellulari, favoriscono la rigenerazione delle cellule e sono utili per l'integrità della barriera idrolipidica di superficie.
- **Glucosamina:** favorisce la fisiologica formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle membrane cellulari.
- **Fitosteroli:** favoriscono la sintesi delle fibre di collagene ed elastina e contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana.

3. **Denominazione del prodotto:** FOSPID[®] SIERO ATTIVO

4. **Ingredients:** AQUA, ALCOHOL, LECITHIN, ETHYLHEXYL STEARATE, PPG-25-LAURETH-25, GLYCERIN, GLUCOSAMINE SULFATE, GLYCOSAMINOGLYCANS, PHYTOSTEROLS, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM HYALURONATE, SORBIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, BENZYL ALCOHOL, POLYACRYLAMIDE, C13-14 ISOPARAFFIN, TRIETHANOLAMINE, LAURETH-7, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL

5. **Forma cosmetica:** siero

6. **Formato:** flacone airless 30ml

7. **Modalità d'uso:** applicare mattina e/o sera su viso e collo. Ideale anche come maschera. In caso di smagliature, lassità cutanee e inestetismi delle cicatrici, applicare mattina e sera sulle zone interessate. Si consiglia l'uso sinergico con Fospid.IN[®] integratore alimentare, per una rigenerazione IN&OUT.

8. **Controindicazioni:** FOSPID[®] SIERO ATTIVO è un siero la cui tollerabilità è stata dermatologicamente testata su pelle sensibile. Si sconsiglia l'applicazione solo in casi di sensibilità accertata verso uno dei componenti.

9. **PaO (periodo post apertura):** 9 mesi.

10. **Precauzioni per la conservazione:** il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo asciutto e a temperatura ambiente) e al riparo dalla luce.

11. **Nome, ragione sociale e domicilio:** SKINIUS s.r.l. Via Durini, 14 – 20122 MILANO